


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Klf5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13887

Número do item: CM0029857



introdução

Anticorpo policlonal coelho contra o fator semelhante a Krueppel 5 (KLF5) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta KLF5 humano e de camundongo. O imunógeno corresponde à região N-terminal (aa 1-250). Adequado para pesquisa de fatores de transcrição. Acesso Uniprot Q13887.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb Coelho KLF5
Observações/Apelido	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	688
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do KLF5 humano (NP_001721.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13887
Peso Proteico	51kDa
Remessa	Saco de Gelo