

Anticorpo Policlonal Anti-Klf7 Para Wb, Elisa - 075840

Número do item: CM0027937

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal anti-KLF7 (de coelho) validado para WB e ELISA. Detecta KLF7 humano e de camundongo, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento neuronal, metabolismo e adipogênese. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF7 Rabbit pAb
Observações/Alias	UKLF; KLF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8609
ID do Gene	8609
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075840
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo