

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf8 Para Wb, If/Icc, Elisa - 095600

Número do item: CM0023084

introdução

Anticorpo policlonal recombinante de coelho contra KLF8, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da regulação da transcrição, da progressão do ciclo celular e das vias relacionadas ao KLF8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLF8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BKLF3; ZNF741; KLF8
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	11279
ID do gene	11279
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-280 do KLF8 humano (NP_009181.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	095600
Peso da proteína	39 kDa
Transporte	Embalagem de gelo