

Anti-Klf9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q13886

Número do item: CM0028764

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KLF9 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Apoia pesquisas sobre ritmo circadiano, proliferação de queratinócitos e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLF9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BTEB; BTEB1; KLF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	687
GeneID	687
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do KLF9 humano (NP_001197.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13886
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo