


Anticorpo Policlonal Anti-Klhdc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Número do item: CM0016177



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KLHDC2 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece KLHDC2 humano e de camundongo, um componente de reconhecimento de substrato da ligase E3 de ubiquitina CRL2 envolvida no controle de qualidade de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KLHDC2 pAb Coelho
Observações/Apelido	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23588
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y2U9
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo