

## Anticorpo Policlonal Anti-Klhdc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq90

Número do item: CM0017227



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KLHDC3 humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a ligase de ubiquitina CRL2, vias de degrons C-terminais e meiose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | KLHDC3 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | PEAS; dj20C7.3; KLHDC3                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID              | 116138                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-382 do KLHDC3 humano (NP_476502.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9BQ90                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 43kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |