

Anticorpo Policlonal Anti-KLHL1 Para Wb, Elisa - Q9Nr64

Número do item: CM0016107

introdução

KLHL1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à proteína 1 semelhante a Kelch humana (KLHL1), validado para Western blot e ELISA. KLHL1 está envolvido na organização do citoesqueleto de actina em células cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLHL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRP2; KLHL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57626
GeneID	57626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da KLHL1 humana (NP_065917.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR64
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo