

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-KLHL15 Para Wb, Elisa - Q96M94

Número do item: CM0024077

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-KLHL15 validado para WB e ELISA, reativo com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a KLHL15, um adaptador específico de substrato para o complexo ligase E3 CUL3 de ubiquitina, envolvido no reparo de danos ao DNA e na regulação da PP2A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho KLHL15
Observações/Apelido	XLID103; HEL-S-305; KLHL15
Espécie	Humano
ID do Gene	80311 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da KLHL15 humana (NP_085127.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96M94
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo