


Anticorpo Policlonal Anti-KLHL3 Para Wb, Elisa - Q9Uh77

Número do item: CM0013961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KLHL3, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Investigue o transporte de íons renais, a degradação das quinases WNK e as vias de ubiquitinação. Adequado para pesquisa e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLHL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHA2D; KLHL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26249
ID do Gene	26249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da KLHL3 humana (NP_059111.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UH77
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo