

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klhl42 Para Ihc-P, Elisa - Q9P2K6

Número do item: CM0017071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KLHL42 (Ctb9, KLHDC5) validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo, tendo como alvo a proteína 42 semelhante à Kelch, envolvida no complexo da ligase E3 de ubiquitina e na progressão mitótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLHL42 Rabbit pAb
Observações/alias	Ctb9; KLHDC5; KLHL42
Espécie	Humana
GeneID (humano)	57542
GeneID	57542
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-505 da KLHL42 humana (NP_065833.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9P2K6
Peso da proteína	57 kDa
Transporte	Bolsa de gelo