

Anticorpo Policlonal Anti-KLHL8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Número do item: CM0016238

introdução

KLHL8 Rabbit pAb: anticorpo policlonal produzido em coelho contra KLHL8 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ligase de ubiquitina E3 e degradação de RAPSIN.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLHL8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KLHL8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57563
GeneID	57563
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 271-620 da KLHL8 humana (NP_065854.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9P2G9
Peso da proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo