

Anticorpo Policlonal Anti-Klk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06870

Número do item: CM0022987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KLK1 humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta KLK1 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de processamento de cininogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3816
GeneID	3816
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-262 da KLK1 humana (NP_002248.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06870
Peso Proteico	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo