

Anticorpo Policlonal Anti-Klk11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx7

Número do item: CM0026886

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KLK11 humano (calicreína-11, hipostasina). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano e rato. Adequado para pesquisa de proteases e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TLSP; PRSS20; KLK11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11012
GeneID	11012
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UBX7
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo