


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klk3 Para Wb - P07288

Número do item: CM0022867



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KLK3 (PSA), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com o antígeno específico da próstata humano e murino. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer de próstata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	354
GeneID	354
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-261 da KLK3 humana (NP_001639.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07288
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Saco de gelo