

Anticorpo Policlonal Anti-Klk6 Para Wb, Elisa - Q92876

Número do item: CM0016327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KLK6 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta calicreína-6 humana, uma protease de serina implicada na neurodegeneração e metástase de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLK6 pAb Coelho
Observações/Apelido	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Espécie	Humano
ID do Gene	5653
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até a extremidade C do KLK6 humano (NP_002765.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q91676
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo