

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klk6 Para Wb, Elisa - Q92876

Número do item: CM0015958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Calicreína-6 humana (KLK6, neurosin, PRSS9) validado para Western blot e ELISA. Detecta KLK6 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de neurodegeneração, invasão tumoral e biologia de proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho KLK6
Observações/Apêndice	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5653
GeneID	5653
Imunógeno	Péptido sintético, Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100 até a extremidade C-terminal da KLK6 humana (NP_002765.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92876
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Em saco de gelo