


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klkb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P03952

Número do item: CM0029526



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra KLKB1 humano (calicreína plasmática). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de coagulação, bradicinina e sistema renina-angiotensina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLKB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3818
ID do Gene	3818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-300 do KLKB1 humano (NP_000883.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P03952
Peso Proteico	71kDa
Envio	Em saco de gelo