


Anticorpo Policlonal Anti-Klrb1 Para Wb, Elisa - Q12918

Número do item: CM0024705



introdução

KLRB1 Rabbit pAb validado para WB e ELISA. Reconhece CD161/NKR-P1A humano, de rato e camundongo, um receptor inibitório de células NK envolvido na citotoxicidade e regulação imune. SWISS: Q12918.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLRB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	3820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-140 do KLRB1 humano (NP_002249.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12918
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Em bolsa de gelo