


Anticorpo Policlonais Anti-Klrc1 Para Wb, Elisa - P26715

Número do item: CM0016832



introdução

KLRC1 Rabbit pAb (P26715) validado para WB, ELISA. Reconhece NKG2-A/NKG2-B humano, um receptor inibitório imunológico em células NK e T. Reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa em imuno-oncologia e checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLRC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NKG2; NKG2A; CD159A; KLRC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3821
ID do Gene	3821
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 96-215 da KLRC1 humana (NP_015567.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26715
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo