

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klrc4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43908

Número do item: CM0016794

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao KLRC4 humano (NKG2F), validado para western blot, IF/ICC, IF-P e ELISA. Detecta a proteína NKG2-F humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre receptores de células NK e MHC de classe I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho KLRC4
Observações/alias	NKG2F; NKG2-F; KLRC4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	8302
ID do gene	8302
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-55 do KLRC4 humano (NP_038459.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O43908
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo