

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klrd1 (Cd94) Para Wb, Elisa - Q13241

Número do item: CM0015452



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KLRD1 (CD94) humano, um receptor imune essencial nas células NK e T. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em imuno-oncologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLRD1 pAb de coelho
Observações/Apelido	CD94; KLRD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 de KLRD1 humano (NP_002253.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13241
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo