

Anticorpo Policlonais Anti-Klrd1 Para Wb E Elisa - Q13241

Número do item: CM0022647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a KLRD1 (CD94) humano, adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada a humanos e camundongos. Ideal para investigar a biologia do receptor de células NK e mecanismos de pontos de controle imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KLRD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD94; KLRD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3824
ID do Gene	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 de KLRD1 humano (NP_002253.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo