


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klrk1 Para If/Icc E Elisa - P26718

Número do item: CM0018331



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra KLRK1 humano (NKG2D), validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a imunovigilância mediada por células NK e pesquisas sobre checkpoints imunológicos. Enviado com bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KLRK1 pAb de coelho
Observações/Alcunhas	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	22914
ID do gene	22914
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de KLRK1 humano (NP_031386.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P26718
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo