


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kmt1B / Suv39H2 Para Wb, Elisa - Q9H5I1

Número do item: CM0005208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao KMT1B/SUV39H2 humano, uma histona H3K9 metiltransferase crítica para a formação de heterocromatina. Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisa epigenética e em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT1B / SUV39H2 mAb de Coelho
Observações/Alias	KMT1B; KMT1B / SUV39H2
Espécie	Humano
ID do Gene	79723 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 311-410 do KMT1B/SUV39H2 humano (UniProt: Q9H5I1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H5I1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo