


Anticorpo Policlonal Anti-Kmt2A (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - Q03164

Número do item: CM0015807



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KMT2A humano (MLL, HRX). Validado por KO. Adequado para WB, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Peso alvo 432kDa. Para pesquisa em epigenética e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] KMT2A Coelho pAb
Observações/Apêndices	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDST5; 2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4297
ID do Gene	4297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 752-949 do KMT2A humano (NP_005924.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03164
Peso Proteico	432kDa
Envio	Saco de gelo