

Anticorpo Policlonal Anti-Kmt2B De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Umn6

Número do item: CM0019069



introdução

Anticorpo policlonal KMT2B validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a histona metiltransferase KMT2B envolvida na regulação epigenética e no câncer. Adequado para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	HRX2; MLL2; MLL4; TRX2; WBP7; DYT28; MLL1B; MRD68; WBP-7; CXXC10; KMT2B
Espécie	Humano
ID do Gene	9757
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1370-1570 do KMT2B humano (NP_055542.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMN6
Peso da Proteína	294kDa
Envio	Saco de gelo