


Anticorpo Policlonal Anti-Kmt5A/Setd8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Número do item: CM0030528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KMT5A/SETD8 humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa epigenética e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT5A/SETD8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	387893
GeneID	387893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-393 do KMT5A/SETD8 humano (Q9NQR1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQR1
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo