


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kmt5A/Setd8 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - Q9Nqr1

Número do item: CM0008076



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra KMT5A/SETD8 para Western blot e ELISA. Detecta KMT5A/SETD8 humano e de camundongo, uma metiltransferase de histona H4K20 envolvida no silenciamento gênico e regulação do ciclo celular. Ideal para pesquisas de epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] KMT5A/SETD8 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; [Validado por KO/KD] KMT5A/SETD8
Espécie	Humano
GeneID	387893 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KMT5A/SETD8 humano (Q9NQR1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQR1
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo