

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kmt5C Para If-P E Elisa - Q86Y97

Número do item: CM0027692



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KMT5C (SUV420H2) para IF-P e ELISA. Detecta a histona metiltransferase humana KMT5C, uma enzima chave para a di- e trimetilação de H4K20, envolvida na repressão transcricional e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KMT5C pAb de Coelho
Observações/Apelido	SUV420H2; Suv4-20h2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84787
GeneID	84787
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-248 do KMT5C humano (NP_116090.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86Y97
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo