

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kntc1 Para Wb, Elisa - P50748

Número do item: CM0014916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KNTC1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Tem como alvo a proteína 1 associada ao cinetocoro, essencial para o ponto de verificação mitótico. Adequado para pesquisa sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KNTC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ROD; KNTC1
Espécie	Humano
ID do Gene	9735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 900-1100 do KNTC1 humano (NP_055523.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P50748
Peso da Proteína	251kDa
Envio	Saco de gelo