


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-[Ko Validado] Calpaína 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Número do item: CM0024023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade catalítica da Calpaína-2 para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de remodelamento do citoesqueleto e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho [KO Validado] Calpaína 2
Observações/Apelido	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	824
ID do Gene	824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-680 da Calpaína 2 humana (NP_001739.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17655
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de Gelo