

Anti-[Ko Validated] Edf1 Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb E Elisa - Q9Jmg1

Número do item: CM0020338

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Edf1 de camundongo, validado por knockout, adequado para Western blot e ELISA. Detecta Edf1 humano e de camundongo, um coativador transcricional envolvido na diferenciação endotelial e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] Edf1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MBF1; 061008L11Rik; f1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	8721
GeneID	59022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinada contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-148 de Edf1 de camundongo (NP_067494.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9JMG1
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo