

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-[Ko Validado] Pd-1/Cd279 Para Wb E Elisa - Q15116

Número do item: CM0029070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PD-1/CD279 humano, validado por knockout. Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo de vias de checkpoint imunológico e imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] PD-1/CD279 Rabbit pAb
Observações/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; 79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5133
GeneID	5133
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15116
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo