

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kpna1 Para Wb E Elisa - P52294

Número do item: CM0014778



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KPNA1 para WB e ELISA; reação cruzada com humano e camundongo. Validado com imunógeno recombinante; ideal para pesquisa de importação nuclear envolvendo importina alfa-5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; KPNA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3836
GeneID	3836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da KPNA1 humana (NP_002255.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52294
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo