


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kpna2 Para Wb E Elisa - P52292

Número do item: CM0005113



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho KPNA2 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para Humano, Rato, Camundongo. Reconhece a subunidade alfa-1 da importina (P52292), uma proteína adaptadora de transporte nuclear, ideal para estudar o tráfego nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	QIP2; RCH1; IPOA1; PTAC58; SRP1alpha; SRP1-alpha; KPNA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3838
GeneID	3838
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KPNA2 humano (P52292).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52292
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo