

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kpna3 Para Wb E Elisa - 000505

Número do item: CM0019915

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o KPNA3 humano (importina alfa-4), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudar a importação de proteínas nucleares, interações hospedeiro-vírus e paraplegia espástica hereditária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA3 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	SRP1; SRP4; IPOA4; SPG88; hSRP1; SRP1gamma; KPNA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3839
GeneID	3839
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do KPNA3 humano (NP_002258.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000505
Peso da Proteína	58kDa
Envio	