

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kpna3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000505

Número do item: CM0030311

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para KPNA3 para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece KPNA3 em humano, rato, camundongo. Alvo: subunidade importina alfa-4, chave na importação de proteínas nucleares e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA3 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	SRP1, SRP4, IPOA4, SPG88, hSRP1, SRP1gama, KPNA3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do KPNA3 humano (NP_002258.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00505
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo