

Anticorpo Policlonal Anti-Kpna4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00629

Número do item: CM0024048



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KPNA4 humano (Subunidade alfa-3 da importina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para ensaios de transporte nuclear e importação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do KPNA4 humano (NP_002259.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00629
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo