

Anticorpo Monoclonal Anti-Kpna6 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60684

Número do item: CM0006991



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para KPNA6 humano (importina alfa-7). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Detecta uma banda de aproximadamente 60 kDa. Adequado para estudos de importação e transporte de proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra KPNA6
Observações/Apelido	IPOA7; KPNA6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23633
GeneID	23633
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O60684
Peso da proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo