

Anticorpo Monoclonal Anti-Kpna6 Para Wb - O60684

Número do item: CM0006846



introdução

O KPNA6 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com KPNA6 (importina alfa-7) humano, de rato e de camundongo, uma proteína adaptadora de importação nuclear. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	IPOA7; KPNA6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23633
ID do Gene	23633
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 69-169 do KPNA6 humano (NP_036448.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60684
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Saco de gelo