

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kpna6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60684

Número do item: CM0006987



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho KPNA6 validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a importina alfa-7, um adaptador fundamental do transporte nuclear, permitindo estudos confiáveis do transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho KPNA6
Observações/Apelido	IPOA7; KPNA6
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23633
GeneID	23633
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 69-169 da KPNA6 humana (NP_036448.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60684
Peso molecular	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo