

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kpna6 Para Wb, Elisa - O60684

Número do item: CM0025467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à subunidade importina alfa-7 humana (KPNA6). Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo, ideal para estudos de importação nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNA6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IPOA7; KPNA6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23633
GeneID	23633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 277-536 do KPNA6 humano (NP_036448.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60684
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de Gelo