

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kpnb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14974

Número do item: CM0007710



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho KPNB1 (Q14974) é validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA, e reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a importação nuclear mediada por importina beta-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KPNB1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3837
GeneID	3837
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do KPNB1 humano (NP_002256.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14974
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo