

Anticorpo Monoclonal Anti-Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01111/P01112/P01116

Número do item: CM0003643



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a KRAS, HRAS e NRAS para western blot, imunofluorescência e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Ras e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho KRAS+HRAS+NRAS
Observações/Apelido	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-188 do NRAS humano (P01111).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo