

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Número do item: CM0007717



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a KRAS, HRAS e NRAS. Adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização RAS-MAPK e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRAS+HRAS+NRAS mAb de Coelho
Observações/Apelidos	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Ras humano (P01111).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01111/P01112/P01116
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo