


Anticorpo Policlonais Anti-Kremen1 Para Wb, Elisa - Q96Mu8

Número do item: CM0015123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a KREMEN1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta KREMEN1 em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização Wnt/ β -catenina, desenvolvimento e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KREMEN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	83999
ID do Gene	83999
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-380 da KREMEN1 humana (NP_001034659.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96MU8
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Saco de gelo