


Anticorpo Policlonal Anti-Krr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13601

Número do item: CM0026006



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho KRR1 para WB, IF/ICC, ELISA. Direciona-se ao componente do processoma da subunidade pequena envolvido na biogênese do ribossomo. Validado em humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de nucléolo e processamento de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HRB2; RIP-1; KRR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11103
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-381 do KRR1 humano (NP_008974.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13601
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo