


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Krt10 Para Wb E Elisa - P13645

Número do item: CM0024753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à queratina 10 humana (KRT10/CK10). Validado para Western blot e ELISA. Para estudos de filamentos intermediários, diferenciação epidérmica e biologia de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRT10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3858
ID do Gene	3858
Imunógeno	Peptídeo sintético de KRT10 humano (aa 350-460, NP_000412.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P13645
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo