

Anticorpo Policlonal Anti-Krt3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12035

Número do item: CM0013853

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a KRT3 humana, uma queratina de tipo II específica do epitélio corneano que se combina com KRT12. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de redes de filamentos intermediários e distrofias corneanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Anti-KRT3
Observações/Alias	K3; CK3; MECD2; KRT3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3850
GeneID	3850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-390 da KRT3 humana (NP_476429.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P12035
Peso da Proteína	64kDa
Transporte	Saco de gelo