

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Krt80 Para If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Número do item: CM0027833

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à queratina 80 humana (KRT80). Validado para IF/ICC, IF-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Explore a dinâmica dos filamentos intermediários de queratina e a expressão específica de tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRT80 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KB20; KRT80
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	144501
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 242-452 do KRT80 humano (NP_872313.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6KB66
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo